

POJEMNIKI NA PRÓBKİ

DO ZASTOSWAŃ OGÓLNOLABORATORYJNYCH

Pojemniki do zastosowań ogólnolaboratoryjnych są przeznaczone przede wszystkim do przechowywania i transportu próbek materiałów biologicznych, bez względu na ich konsystencję (płynną, półpłynną czy stałą). Mogą także służyć do przechowywania różnych stosowanych w laboratorium substancji oraz jako podręczne pojemniki do przechowywania drobnych wyrobów laboratoryjnych.

FUNKCJONALNE:

- wykonane z wysokiej jakości elastycznego, mlecznego polietylenu (HDPE),
- charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną na: kwasy, alkalia, polarne rozpuszczalniki organiczne (alkohole, aceton), oleje i oleje tłuszczowe,
- wykazują obojętność biologiczną tworzywa - tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik nie wchodzi w reakcje z materiałem biologicznym znajdującym się w jego wnętrzu.

BEZPIECZNE:

- w pełni szczelne - dzięki podwójnemu zamknięciu składającemu się z wewnętrznego wieczka-uszczelki oraz zewnętrznej zakrętki, nawet w przypadku transportu czy upadku,
- bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne - sprężystość użytego do produkcji pojemników tworzywa minimalizuje ryzyko ich pęknięcia np. w czasie transportowania próbek.



DOSTĘPNE W SZEROKIEJ GAMIE WYMIARÓW I POJEMNOŚCI:

- 70 ml - średnica 50 mm, wysokość 60 mm, średnica otworu 36 mm,
 120 ml - średnica 56 mm, wysokość 71 mm, średnica otworu 36 mm,
 250 ml - średnica 69 mm, wysokość 94 mm, średnica otworu 50 mm,
 500 ml - średnica 86 mm, wysokość 107 mm, średnica otworu 70 mm,
 1000 ml - średnica 111 mm, wysokość 128 mm, średnica otworu 85 mm,
 2000 ml - średnica 111 mm, wysokość 235 mm, średnica otworu 87 mm.

Wyżej wymienione cechy pojemników: rodzaj materiału i konstrukcja powodują, że są one doskonałym uzupełnieniem podstawowego wyposażenia laboratoriów diagnostycznych, naukowych, weterynaryjnych oraz przemysłowych (np. przemysł mleczarski, spożywczy, przetwórczy).

NR KAT.	OPIS PRODUKTU	sztuk lub kpl. w opakowaniu
24.5007.22	Pojemniki o poj. 70 ml z wewnętrznym wieczkiem uszczelniającym i zakrętką	50
24.5012.22	Pojemniki o poj. 120 ml z wewnętrznym wieczkiem uszczelniającym i zakrętką	50
24.5025.22	Pojemniki o poj. 250 ml z wewnętrznym wieczkiem uszczelniającym i zakrętką	50
24.5050.22	Pojemniki o poj. 500 ml z wewnętrznym wieczkiem uszczelniającym i zakrętką	50
24.5100.22	Pojemniki o poj. 1000 ml z wewnętrznym wieczkiem uszczelniającym i zakrętką	20
24.5200.22	Pojemniki o poj. 2000 ml z wewnętrznym wieczkiem uszczelniającym i zakrętką	10